

Biopad

Konský kolagén

Zdravotnícka pomôcka používaná na zastavenie krvácania na liečbu tlakových vredov-dekubitov, chronického vredu predkolenia a vredov na diabetickej nohe.

NÁVOD NA POUŽITIE

Nepoužívajte ak je obal poškodený. Nepoužívajte po dátume expirácie. Dátum expirácie sa odvoláva na integrálne balenie, vhodné skladovanie.

Produkt použite okamžite po otvorení obalu. Ak sa použije len jedna časť BIOPADu po otvorení blistru, nepoužívajte zvyšnú časť na ďalšiu aplikáciu.

Produkt je určený na jedno použitie. Nepoužívajte pokiaľ spodina rany vykazuje lokálnu infekciu. V takomto prípade pred použitím BIOPAD vykonajte systematickú alebo lokálnu antibiôtickú liečbu.

Ranu predtým ošetríte dezinfekčným alebo sterilným fyziologickým roztokom; vyčistite ranu suchým tampónom, ak je potrebné odstráňte možné a/alebo nekrotické tkanivá zo spodiny a okrajov rany. Jemným tlakom priložte BIOPAD na ranu; použite jeden alebo viacero BIOPADov tak, aby bola pokrytá celá rana.

Zafixujte BIOPAD na rane a pridržte ho pomocou sterilnej gázy alebo neokluzívnej bandáže alebo za použitia obväzu. Ak používate BIOPAD ako hemostat a aplikácia sa uskutočňuje bez toho, aby ste si boli istý, či ste pracovali v aseptických podmienkach, po hemostáze musí byť BIOPAD odstránený. Pri liečbe vredov, pokiaľ je produkt prichytený k spodine rany, neodstraňujte ani neoddeľujte BIOPAD pri kontrole rany. Produkt sa po čase vstrebe. Rana sa musí kontrolovať každé 2-3 dni (každých 24 hodín pri preležanine). Ak je pri kontrole produkt vstrebávaný, priložte ďalší BIOPAD na spodinu rany bez odstránenia možných kúskov, ktoré sú stále prifixované k rane. Neaplikujte prípravok u ľudí s rodinnou anamnézou autoimúnneho ochorenia, s anafylaktickými reakciami alebo u ľudí so známou hypersenzitivitou na kolagén (topickou aj injekčujúcou) alebo u osôb, ktoré sú podrobené desenzibilizačnej liečbe na mäsové výrobky.

SKLADOVANIE

Prípravok uchovávať na suchom a chladnom mieste do teploty 25°C, mimo zdrojov tepla. Produkt je netoxický, nezväčšuje sa ani nevytvára bolus keď absorbuje vlhkosť, preto nepôsobuje riziko zadusenia. V každom prípade sa doporučuje

uchovávať BIOPAD mimo dosah detí.

INDIKÁCIE

BIOPAD je tvorený z prirodzeného heterológneho konského kolagénu typu I, je lyofilizovaný a sterilný vo forme hubovitých vankúšikov, ľahko sa tvarovo adaptuje na oblasti aplikácie.

BIOPAD sa používa:

Ako lokálne hemostatikum sa používa v chirurgických procesoch pri: cievej rekonštrukčnej chirurgii, cievej chirurgii, krčnej chirurgii, brušnej chirurgii, a ako pre prvú pomoc na zastavenie kapilárneho krvácania.

Aj napriek výborným hemostatickým vlastnostiam BIOPAD nesmie slúžiť ako náhrada ligatúry alebo štandardných postupov priamej kompresie v prípade silného krvácania.

K liečeniu kožných rán rôzneho pôvodu ako sú odreniny s pomalým hojením, chronické venózne vredy, vredy spojené s diabetickou nohou a ako podpora fyziologických procesov hojenia rán.

VÝROBCA

EURORESEARCH s.r.l., Via Larga, 2 - 20122 Miláno, Taliansko

DISTRIBÚTOR

BIOXA Therapeutics, s.r.o., Moyzesova 868/67, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko,

Tel. SR: +421 917 721 816

www.bioxa.sk

Dátum poslednej revízie textu: 03/2015



Symbole uvedené na obale

	Sterilizované gamma žiarením
	Opakovane nepoužívať
	Nepoužívať, ak je obal poškodený
	Pozri návod na použitie

Biopad

Koňský kolagen

Zdravotnický prostředek používan k zastavení krvácení a na léčbu tlakových vředů-dekubitů, chronického bércevého vředu a vředů na diabetické noze.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Nepoužívejte pokud je obal poškozen. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Doba použitelnosti se odvolává na integrální balení, vhodné skladováno. Produkt použijte okamžitě po otevření obalu. Pokud se použije jen jedna část BIOPADu po otevření blistru, nepoužívejte zbylou část na další aplikaci. Produkt je určen na jedno použití. Nepoužívejte pokud spodina rány vykazuje lokální infekci. V takovém případě před použitím BIOPAD proveďte systematickou nebo lokální antibiotickou léčbu. Ránu předtím ošetřete dezinfekčním nebo sterilním fyziologickým roztokem; vyčistěte ránu suchým tampónem, je-li třeba odstraňte možné a / nebo nekrotické tkáně ze spodiny a okrajů rány. Jemným tlakem přiložte BIOPAD na ránu; použijte jeden nebo více BIOPADu tak, aby byla pokryta celá rána. Zafixujte BIOPAD na ránu a přidržte ho pomocí sterilní gázy nebo neokluzivnej bandáže nebo za použití obvazu.

Produkt používáte BIOPAD jako hemostat a aplikace se uskutečňuje bez toho, abyste si byli jisti, zda jste pracovali v aseptických podmínkách, po hemostáze musí být BIOPAD odstraněn. Při léčbě vředů, pokud je produkt přichycen k spodině rány, neodstraňujte ani neoddlučujte BIOPAD při kontrole rány. Produkt se po čase vstřebává. Rána se musí kontrolovat každé 2-3 dny (každých 24 hodin při proležanině). Pokud je při kontrole produkt vstřebán, přiložte další BIOPAD na spodinu rány bez odstranění možných kousků, které jsou stále přilnuté k ráně. Neaplikujte přípravky u lidí s rodinnou anamnézou autoimunitního onemocnění, s anafylaktickými reakcemi nebo u lidí se známou přecitlivělostí na kolagen (topickou i injekčnou) nebo u osob, které jsou podrobeny desenzibilizační léčbě na masové výrobky.

SKLADOVÁNÍ

Přípravek uchovávejte na suchém a chladném místě do teploty 25 ° C, mimo zdroj tepla. Produkt je netoxický, nevztahuje se ani nevytváří bolus když absorbuje vlhkost, proto nezpůsobuje nebezpečí udušení. V každém případě se doporučuje uchovávat BIOPAD mimo dosah dětí.

INDIKACE

BIOPAD je tvořen z přirozeného heterologního koňského kolagenu typu I, je lyofilizovaný a sterilní ve formě houbovitéch polštářků, snadno se tvarově adaptuje na oblasti aplikace. BIOPAD se používá:

Jako lokální hemostatikum se používá v chirurgických procesech při: cévní rekonstrukční chirurgii, cévní chirurgii, krční chirurgii, břišní chirurgii, a jak pro první pomoc pro zastavení kapilárního krvácení. I přes výborným hemostatickým vlastnostem BIOPAD nesmí sloužit jako náhrada ligatury nebo standardních postupů přímé komprese v případě silného krvácení. K léčení kožních ran různého původu, jako jsou odřeniny s pomalým hojením, chronické venózní vředy, vředy spojené s diabetickou nohou a jako podpora fyziologických procesů hojení ran.

VÝROBCE

EURORESEARCH s.r.l., Via Larga, 2 - 20122 Miláno, Taliansko

DISTRIBUТОR

BIOXA Therapeutics, s.r.o., Moyzesova 868/67, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko,

tel. ČR: +420 606 501 778; +420 734 390 130

www.bioxa.sk

Dátum poslední revize textu: 03/2015



Symbole uvedené na obalu

	STERILE R	Sterilizovaný gamma zářením
		Opakovaně nepoužívat
		Nepoužívat, pokud je obal poškozen
		Viz návod k použití