

L-Mesitran Hydro & Border

Popis produktu

L-Mesitran Hydro je hydroaktivní obklad s nízkou přilnavostí s obsahem medu k použití na akutní a chronické rány. L-Mesitran Border je identický, ovšem s přilnavým ohraničením. L-Mesitran Hydro a Border jsou sterilní, polopropustné obklady na rány, které obsahují 30 % lékařského medu, gelový akrylový polymer a vodu a jsou podloženy tenkou polyuretanovou vrstvou bez a s přilnavým ohraničením. Hydrogelový polštářek s medem dodává vlhkost k rehydrataci suché tkáně a také dokáže absorbovat malé množství exsudátu, čímž napomáhá udržovat vlhké prostředí napomáhající hojení. Podkladová vrstva dodává obkladu vlastnosti tvořící bakteriální bariéru. Přilnavé ohraničení L-Mesitran Border umožňuje bezpečné zafixování obkladu. To je užitečné, pokud se pacienti potřebují s obkladem sprchovat nebo koupat.

Indikace

L-Mesitran Hydro a Border jsou indikovány při chronických ranách, jako jsou proleženiny, povrchové popáleniny, bércové, arteriální a diabetické vředy nebo maligní rány. Dále jsou indikovány při akutních poraněních, jako jsou místa transplantace, chirurgické rány, řezné rány a odřeniny.

Kontraindikace

Nepoužívejte u osob, u nichž je známá citlivost na obklad nebo jeho složky. Obklad by se neměl používat na:

- silně exsudující rány,
- hluboké popáleniny,
- hluboké, úzké dutiny a sinusy.

Varování a upozornění

Obklad je možné použít na kontaminované a kolonizované rány. Pokud jsou však rány klinicky infikované, používání obkladu ukončete a zajistěte odpovídající lékařský dohled. Další léčba infekce by měla být zahájena podle místních postupů a pod lékařským vedením. L-Mesitran Hydro nemá přilnavé ohraničení, proto není vhodný při sprchování. Pro sprchování je možné použít obklad L-Mesitran Border. Vlastnosti obkladu tvořící bakteriální bariéru jsou narušeny, pokud dojde k porušení obkladu, obklad zcela nepřiléhá ke kůži nebo zpod okrajů uniká exsudát. Při odstraňování obkladu je třeba dbát opatrnosti a zabránit poškození kůže lepidlem, zejména při opakované aplikaci. Nepoužívejte, pokud je obal jakkoliv poškozen nebo narušen.

Pokyny k použití

1. Ránu prohleďte a vyčistěte, pokud je to nutné, podle místních postupů.
2. Vyberte vhodnou velikost obkladu tak, aby gelový polštářek přesahoval okraje rány asi o 1 cm.
3. Sterilní obklad vyjměte z obalu.
4. Nejprve odloupněte polovinu ochranné plastové vrstvy.
5. Gelovou stranu odkrytého gelu opatrně přiložte na ránu a současně odstraňte druhou polovinu ochranné plastové vrstvy.

6. Jakmile je obklad na místě, odstraňte papírovou vrstvu z vrchní části obkladu. Dbejte na to, aby přilnavá část obkladu L-Mesitran Border nepřišla do kontaktu s povrchem rány a byla řádně zafixována.
7. Obklad L-Mesitran Hydro řádně zafixujte vhodným přilnavým materiálem.
8. Ránu a okolní tkáň pravidelně kontrolujte tak, jak to vyžaduje místní postup.
9. V případě nesnášenlivosti obkladu nebo některé z jeho složek obklad vhodnou technikou odstraňte a místo důkladně očistěte.

Jak často provádět výměnu

Obklad může zůstat na místě až po dobu pěti dní, podle množství exsudátu z rány. Obklad vyměňte dřív, než bude exsudátem nasáklý nebo než dojde k jeho poškození narušením, částečným odlepením nebo prosáknutím exsudátem. Úplné a jemné odstranění obkladu může usnadnit irigace. Každý obklad je na jedno použití. Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti. Skladujte při teplotě mezi 5° C a 25° C. Nevystavujte přímému slunci a vlhku.

Poslední revize textu: 28. 3. 2017

© Theo Manufacturing, BV, 2014

Výrobce:

Theo Manufacturing BV, Capucijnenstraat 71
NL-6211 RP Maastricht
P.O. Box 370, NL- 6200 AJ Maastricht
The Netherlands
www.l-mesitran.com

Distributor pro ČR:

LÉRAM pharmaceuticals s.r.o
nám. Svobody 93/22
602 00 Brno
Česká Republika
www.leram-pharma.cz

