

# L-Mesitran Net

## Popis produktu

L-Mesitran Net je sterilní obklad ze síťoviny s volnou vazbou potažený hydroaktivním medovým hydrogelem k použití na akutní a chronické rány. L-Mesitran Net obsahuje 20 % lékařského medu, gelový akrylový polymer a vodu na polyesterové síťovině, která umožňuje prosakování exsudátu přes obklad. L-Mesitran Net je určen k použití spolu s vhodným sekundárním obkladem a je možné ho použít společně s produkty L-Mesitran Ointment a Soft. L-Mesitran Net je víceúčelová ochranná kontaktní vrstva na rány, jejíž povrch z medu a hydrogelu zajišťuje určitou míru absorpce a zadržování exsudátu k udržování vlhkého prostředí napomáhajícího hojení.

## Indikace

L-Mesitran Net je indikován při chronických ranách, jako jsou proleženiny, povrchové popáleniny, bércové, arteriální a diabetické vředy nebo maligní rány. Dále je indikován při akutních poraněních, jako jsou místa transplantace, chirurgické rány, řezné rány a odřeny.

## Kontraindikace

Nepoužívejte u osob, u nichž je známá citlivost na obklad nebo jeho složky. L-Mesitran Net by se neměl používat:

- bez sekundárního obkladu, který zabraňuje zaschnutí obkladu na ráně a který obklad na ráně drží,
- samostatně na silně exsudující rány,
- na hluboké popáleniny, úzké dutiny a sinusy.

## Varování a upozornění

Obklad je možné použít na kontaminované a kolonizované rány. Pokud jsou však rány klinicky infikované, L-Mesitran Net by se měl používat pouze tehdy, je-li zajištěn odpovídající lékařský dohled. Další léčba infekce by měla být zahájena podle místních postupů a pod lékařským vedením. Je třeba používat vhodné sekundární obklady, které zabrání vyschnutí obkladu na místě. Nepoužívejte, pokud je obal jakkoliv poškozen nebo narušen.

## Pokyny k použití

1. Ránu prohleďte a vyčistěte, pokud je to nutné, podle místních postupů.
2. Sterilní obklad vyjměte z pouzdra.
3. Obklad oddělte od průhledného plastového podkladu a čerstvě odkrytou stranu přiložte na ránu.
4. Zakryjte a zafixujte vhodným sekundárním obkladem.
5. Ránu a okolní tkáň pravidelně kontrolujte tak, jak to vyžadují místní postupy.
6. V případě nesnášenlivosti obkladu nebo některé z jeho složek obklad vhodnou technikou odstraňte a místo důkladně očistěte.

## Jak často provádět výměnu

Obklad může zůstat na místě až po dobu pěti dní, podle množství exsudátu z rány a potřeb rány. Pokud je to možné, L-Mesitran Net může zůstat na místě, zatímco se mění sekundární obklad. Úplné a jemné odstranění obkladu může usnadnit irigace, pokud bude obklad příliš suchý. Každý obklad je na jedno použití. Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti.

Skladujte při teplotě mezi 5° C a 25° C. Nevystavujte přímému slunci a vlhku.

Poslední revize textu: 28. 3. 2017

© Theo Manufacturing, BV, 2014

### Výrobce:

Theo Manufacturing BV, Capucijnenstraat 71  
NL-6211 RP Maastricht  
P.O. Box 370, NL- 6200 AJ Maastricht  
The Netherlands  
[www.l-mesitran.com](http://www.l-mesitran.com)

### Distributor pro ČR:

LERAM pharmaceuticals s.r.o  
nám. Svobody 93/22  
602 00 Brno  
Česká Republika  
[www.leram-pharma.cz](http://www.leram-pharma.cz)

