

URGO CLEAN

MĚKKÉ ADHEZIVNÍ HYDROFILNÍ ČISTÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ

absorpční, mikroadhezivní krytí ran s lipido-koloidní částí

Popis:

Krytí URGO Clean je inovativní produkt od společnosti URGO, URGO Clean je sterilní nepletené krytí z vysoce absorpčních hydrofilních čistících vláken (polyakrylát).

Tato inovace je založená na tepelném vázání k polyakrylátovým vláknům, která jsou uložena paralelně k povrchu rány ve strukturovaném vzoru, kterému URGO Clean vděčí za své specifické vlastnosti – absorpci, zachytávání zbytků odumřelé tkáně z rány a odolnost vůči tahu.

Hydrofilní čistící krytí je potaženo měkkou adhezivní vrstvou TLC (lipido-koloidní technologie), která jednoduše gelifikuje a umožňuje odstraňování zbytků odumřelé tkáně. Také ulehčuje aplikaci a odstraňování krytí

Mechanismus účinku:

- Při kontaktu s exsudátem rány vytváří lipido-koloidní částičky vrstvy TLC gel. Vzniká tak vlhké prostředí ulehčující čištění rány.
- Hydrofilní čistící polyakrylátová vlákna současně gelifikují a navážou tak zbytky odumřelé tkáně – absorpcí a drenáží napomáhají jeho eliminaci (autolytický debridement).
- Toto vázání a drenáž zbytků odumřelé tkáně hydrofilní čistící vrstvou produktu URGO Clean v kombinaci s jeho vrstvou TLC podporuje fázi debridement u exsudujících ran.

Vlastnosti:

- Absorpce exsudátu, gelifikace a drenáž zbytků odumřelé tkáně během fáze debridementu.
- Absorpce a zachycení bakterií strukturou hydrofilních čistících polyakrylátových vláken.
- Udržování vlhkého prostředí v kontaktu s ránou, podpora hojení ve fázi debridementu.
- K ošetřování menších krvácení.
- Odstranění celého krytí najednou díky odolnosti hydrofilních čistících vláken vůči tahu.
- Bezbolestné a atraumatické odstraňování bez poškození rány a ochrana okolní kůže díky měkké adhezivní vrstvě TLC.

Indikace:

Krytí URGOClean je indikované v čistící fázi chronických exsudujících ran (vředy na dolních končetinách, proleženiny, diabetické vředy – diabetická noha) a potenciálně exsudujících ran: akutních poranění (popáleniny, kožní abraze, traumatické rány), pooperační rány.

Způsob použití

1 – Příprava rány:

- Vyčistěte ránu dle místního protokolu a opláchněte ji fyziologickým roztokem.
- Pokud jste předtím použili antiseptikum (kromě kontraindikovaných antiseptik), pečlivě ránu před aplikací produktu URGOClean opláchněte fyziologickým roztokem.
- Použití produktu URGOClean nepředstavuje kontraindikaci mechanického debridementu v situacích, kdy je takový postup vhodný.

2 – Aplikace krytí:

Odstraňte ochranné fólie.

Přiložte měkkou adhezivní stranu produktu URGOClean na ránu a její okraje.

Velikost krytí URGOClean lze v případě potřeby upravit pomocí dezinfikovaných nůžek, aby odpovídalo ráně.

Přes krytí URGOClean lze aplikovat sekundární krytí vhodné pro lokalizaci rány a míru exsudace.

3 – Výměny krytí:

Krytí URGOClean je třeba během fáze čištění rány měnit každý 1 až 2 dny, poté dle potřeb (až 7 dnů) v závislosti na objemu exsudátu a klinického stavu rány. Nepoužité části krytí zlikvidujte v souladu s místními postupy.

Varování a bezpečnostní opatření:

- Měkká adhezivní vrstva TLC krytí URGOClean přilne k latexovým chirurgickým rukavicím. Z toho důvodu doporučujeme s krytím manipulovat opatrně. Dávejte pozor, aby měkká adhezivní strana nepřišla s ničím do kontaktu, nebo použijte dezinfikovanou pinzetu.
- Nedoporučujeme produkt používat v kombinaci s krémy, roztoky, mastmi ani emulzemi.
- Díky neokluzivnímu charakteru lze krytí URGOCLEAN za pečlivého lékařského dohledu použít u infikovaných ran.
- Během fáze čištění se rána může zdát být větší. Způsobuje to efektivní odstraňování odumřelé tkáně.
- URGOCLEAN se nesmí používat v hyperbarické komoře.
- Krytí neresterilizujte.
- (*) Před použitím se ujistěte, že je sterilní ochranný obal intaktní. Pokud je obal poškozený, produkt nepoužívejte.
- Jednorázové sterilní individuální balení: opakované použití jednorázového krytí může být spojeno s rizikem infekce.

Kontraindikace:

- Nekombinujte krytí URGOClean s peroxidem vodíku, antiseptiky na báze organických sloučenin rtuti ani hexamidinem.
- Nepoužívejte, pokud je u pacienta prokázána přecitlivělost na krytí URGOClean
- Krytí URGOClean nepoužívejte jako chirurgický savý materiál u těžce krvácejících ran.

Vyrobeno ve Francii

Laboratoires URGO – 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve – Francie

CE 0459 Date of issue : 2011  Latest revision : 2014-12
 * **STERILE R**    25°C

 Made in France
Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France