



VACUTEX™ „zlepšuje proces hojení“

KAPILÁRNÍ KRYTÍ - NÁVOD K POUŽITÍ

POPIS VÝROBKU

Krytí na rány VACUTEX s rychlým kapilárním účinkem se skládá ze tří vrstev polyesteru a bavlny, které jsou spojené patentovaným postupem tkaní. Patentované tkaní VACUTEX podporuje rychlý kapilární účinek, kdy při kontaktu s ránou účinně odvádí a zadržuje exsudát a jiné tekutiny. Krytí má vysokou absorpční schopnost a uzavírá exsudát uvnitř konstrukce, mimo lůžko rány.

INDIKACE

Krytí je určené pro většinu typů vlhkých ran. VACUTEX odvádí, absorbuje a uzavírá rozpuštěný povlak, nekrotickou tkáň, exsudát a infekci v střední vrstvě krytí. VACUTEX je výjimečný inovativní produkt snadno použitelný na různé typy ran od drobných akutních až po chronické. Jeho schopnost odvádět a zadržovat exsudát včetně bakterií vytváří podmínky pro vlastní hojení rány.

JAK VACUTEX POUŽÍVAT

- * Krytí je možné na ránu přiložit kteroukoliv stranou.
- * V závislosti na množství exsudátu je možné krytí vrstvit.
- * Důležitý je dobrý kontakt s lůžkem rány.
- * Krytí je možné stříháním libovolně upravit podle velikosti a tvaru rány.
- * Vždy používejte ostré nůžky.
- * Krytí má nízkou přilnavost, ale v případě použití u slabě exsudujících ran anebo pod kompresí použijte neadherentní kontaktní vrstvu.
- * Při použití u hlubokých infikovaných ran krytí odvede infekci s exsudátem mimo ránu. V počáteční fázi hojení tak lůžko rány může vypadat rozsáhlejší, ale s pokračujícím kapilárním účinkem dojde k jejímu zlepšení.
- * Upozorněte pacienta, že během prvních dní použití krytí může vnímat lehký pocit tahu v ráně.
- * Fixujte fóliovým krytím anebo bandáží.
- * Nepoužívejte na silně krvácející rány ani na místa tepenného krvácení.
- * U ran s odkrytými šlachami nebo kostmi postupujte velmi opatrně a vždy použijte neadherentní kontaktní vrstvu.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte na místa tepenného krvácení, na dynamicky ulcerující vaskulární defekty a silně krvácející rány.

PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM KRYTÍ VACUTEX™

1. Povleklé rány (se zeleno-žlutým zbarvením)

vysoce exsudující rány

Upravte VACUTEX podle tvaru rány, přiložte více vrstev v závislosti na hloubce rány a úrovni exsudace. Překryjte fóliovým krytím nebo bandáží. Po 1 až 3 dnech ránu převažte.

středně až slabě exsudující rány

Na lůžko rány přiložte nepřilnavou kontaktní vrstvu, upravte VACUTEX podle potřeby a vyplňte ránu. Podle potřeby přiložte více vrstev. Převazujte za 2 až 3 dny.

Použijte jednu vrstvu VACUTEX a překryjte fóliovým krytím nebo bandáží. Převazujte každé 3 dny.

2. Mokré nekrotické rány (s černo-šedým zbarvením)

Upravte VACUTEX podle tvaru rány. Přiložte další vrstvu VACUTEX a překryjte fóliovým krytím pro zajištění

okluze rány. Pokud pokožka pacienta netoleruje přilnavé fóliové krytí, překryjte fólií jen VACUTEX a fixujte bandáží nebo páskou. Doporučená výměna krytí podle potřeby po 3 až 5 dnech.

3. Infikované rány

středně až vysoce exsudující rány

Upravte VACUTEX podle tvaru rány a přiložte další vrstvy v závislosti na hloubce rány a úrovni exsudace rány. Překryjte fóliovým krytím nebo bandáží. Převazujte po 1 až 3 dnech.

středně až slabě exsudující rány

Na lůžko rány přiložte nepřilnavé kontaktní krytí a podle potřeby jednu nebo víc vrstev VACUTEX. Překryjte fóliovým krytím nebo bandáží. Kontrolu rány zveřejní provádějte každodenně a převazujte za 1 až 3 dny.

4. Kavity a sinusy

Odstříhnete pás VACUTEX odpovídající šířky, volně vložte až na dno prohloubeniny a vyčnívající krytí obložte dvěma vrstvami VACUTEX. Překryjte celou ránu a fixujte fóliovým krytím nebo bandáží. Převazujte denně.

Patentovaný výrobek

Výrobce:

Protex Healthcare Limited, Innovation Centre, Gallows Hill, Warwick, CV34 6UW, Spojené království

www.protexhealthcare.co.uk, info@protexhealthcare.co.uk

Distributor pro ČR:

Aqvitox Technology s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, SK, podnikající v České republice prostřednictvím

Aqvitox Technology s.r.o., organizační složka, K Lipanům 182, 103 00 Praha 10

www.aqvitox.com

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ



Pro jednorázové použití. Nepoužívejte opakovaně



Sterilizované ozářením



Použitelné do (RRRR-MM)



Datum výroby (RRRR-MM)



Přečtěte si pozorně návod k použití a kontraindikace



Číslo šarže