

NÁVOD K POUŽITÍ

AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem

AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem je sterilní netkané plošné krytí nebo provazec / páska / výplň složené z alginátu vápenatého s vysokým obsahem M (mannuronové kyseliny), karboxymethylcelulózy (CMC) a komplexu stříbrných iontů (uhlíčitan stříbrný), které uvolňují ionty stříbra v přítomnosti tekutiny v ráně. Jak se absorbuje tekutina z rány, krytí vytváří gel, který napomáhá autolytickému debridementu při uchování vlhkého prostředí pro optimální hojení ran a umožňuje šetrné odstranění bez poškození hojící se tkáně.

Stříbrné ionty uvolněné v přítomnosti exsudátu z rány jsou účinným antimikrobiálním činidlem proti širokému spektru mikroorganismů, které jsou často spojeny s bakteriální kolonizací a infekcí ran, po dobu až sedmi (7) dní, což vychází z *in-vitro* testů. AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem může také pomoci snížit zápach infikovaných ran díky jeho účinným antimikrobiálním vlastnostem.

Indikace

AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem je indikováno pro použití při léčbě následujících středně až silně erodujících ran v částečné až celé tloušťce:

- pooperační rány
- traumatické rány (dermální léze, traumatická poranění nebo řezy)
- vředy na nohou
- tlakové vředy (dekubity, proleženiny)
- diabetické vředy
- štepy a mateřské plochy
- poranění tělesné dutiny
- popáleniny povrchové a v částečné tloušťce

Protože AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem obsahuje alginát, může pomoci při podpoře kontroly slabého krvácení z povrchových ran.

Tento výrobek lze také použít pod kompresní bandáže.

AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem je možné používat při léčbě infikovaných ran nebo ran, u nichž existuje zvýšené riziko infekce, a to pod lékařským dohledem zdravotnického odborníka.

AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem je určeno pouze pro vnější použití.

Kontraindikace

AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem není určeno k použití:

- na suché nebo lehce exsudující rány
- u osob se známou přecitlivělostí na algináty nebo stříbro
- ke zvládnutí těžkého krvácení
- jako chirurgický implantát
- na popáleniny v celé tloušťce

Bezpečnostní opatření

Krytí se může přilepit, pokud se používá na suché nebo velmi málo exsudující rány. Pokud se krytí přilepí a není ho možné snadno odstranit, navlhčete ho před odstraněním sterilním fyziologickým roztokem.

Výkon krytí se může snížit nadměrným použitím mastí na bázi vazelíny.

Během elektronických měření, např. elektrokardiogramy (EKG) a elektroencefalogramy (EEG), se vyhněte kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely.

Krytí se musí odstranit dříve, než bude pacient vyšetřen magnetickou rezonancí (MRI).

V případě klinické infekce topické stříbro nenahrazuje nutnost systémové terapie nebo jiné vhodné léčby infekce.

Lékaři / zdravotničtí odborníci by si měli být vědomi toho, že existují jen velmi omezené údaje o dlouhodobém a opakovaném užívání krytí obsahujících stříbro, zejména u dětí a novorozenců.

AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem by se nemělo používat během těhotenství nebo laktace kvůli nedostatku údajů o účincích stříbra během reprodukce.

AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem je určeno pouze k jednorázovému použití a nemělo by se používat opakovaně. Nepoužívejte opakovaně krytí ani celé ani jeho část, protože by to mohlo ohrozit sterilitu případně výkon krytí.

Příprava místa

1. V případě potřeby místo rány vyčistěte a opláchněte v souladu se standardními protokoly.
2. Odstraňte přebytečný roztok z pokožky v okolí rány.

Výběr krytí

Vyberte velikost AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiálního krytí se stříbrem, které je mírně větší než je rána.

Aplikace krytí

1. Odřízněte (pomocí sterilních nůžek) nebo složte krytí tak, aby překrylo ránu. Zbytky obvazového materiálu zlikvidujte kvůli riziku kontaminace.
2. Aplikujte přímo na ložisko rány. Volně vyplňte hluboké rány a ujistěte se, že krytí nepřekrývá okraje rány.
3. Zakryjte a zajistěte AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem neokluzním sekundárním obvazem.

Výměna a odstranění krytí

1. AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem může zůstat na místě až 7 dní. Četnost výměn krytí závisí na stavu rány a na úrovni exsudátu. Zpočátku

- může být nutné měnit krytí každých 24 hodin.
2. Znovu aplikujte AQTITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem, když sekundární krytí dosáhlo své absorpční kapacity nebo kdykoliv správná praxe péče o rány diktuje výměnu krytí.
 3. Chcete-li znovu aplikovat krytí, opatrně odstraňte sekundární obvaz.
 4. Pokud se rána zdá být suchá, navlhčete krytí před jeho odstraněním běžným sterilním fyziologickým roztokem.
 5. Opatrně odstraňte krytí z ložiska rány a zlikvidujte ho podle místních postupů a pokynů.
 6. V případě potřeby před přiložením nového krytí navlhčete místo rány podle standardních protokolů.

Výměna a odstranění krytí

1. Pokud je rána infikovaná, měla by být zahájena odpovídající léčba.
2. V aplikování AQTITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiálního krytí se stříbrem je možné pokračovat podle uvážení ošetřujícího lékaře.

SYMBOLY POUŽITÉ NA ZNAČENÍ





Advanced Medical Solutions Ltd., Premier Park, 33 Road One, Winsford Industrial Estate,
Winsford, Cheshire, CW7 3RT, Velká Británie.

Datum vydání: květen 2015, datum poslední revize květen 2018

Velikost krytí a počet kusů v balení:

5 x 5 cm, 10 ks

10 x 10 cm, 10 ks

Distributor:

Aqvitox Technology s.r.o., Šoltésovej 14, 83108, Bratislava, Slovenská republika