

## Popis produktu

Recovertendo je periartikulární injekce s obsahem HA (kyseliny hyaluronové) + syntetického peptidu (tripeptidu kolagenu) indikovaná k úlevě od bolesti a obnově funkce poškozených šlach a vazů. Recovertendo je unikátní forma 20mg/ml kyseliny hyaluronové a 10mg/ml kolagenového tripeptidu proti bolesti a pro zlepšení fyzické funkce kloubů a měkkých tkání. Každá krabička obsahuje 1 předplněnou injekční stříkačku o objemu 1 ml nebo 2 ml Recovertendo, objem každé injekční stříkačky je uveden na krabičce i na každé injekční stříkačce.

## Složení

Hyaluronát sodný (2%) fosfátový pufr, fyziologický roztok, 1% syntetický peptid

## Indikace a použití

Bylo prokázáno, že Recovertendo zmírňuje bolest a optimalizuje zotavení při poranění vazů a šlach při podvrtnutí kotníku a kotníku, zmírňuje chronickou/subakutní bolest a postižení lokte s laterální epikondylalgií a zmírňuje bolest u pacientů se symptomatickým pouzdrmem ramenního kloubu, poraněním vazů a šlach a tendinopatií rotátorové manžety.

## Dávkování a způsob podání

Injekční podání přípravku Recovertendo by měl provádět pouze zdravotnický pracovník vyškolený v konkrétní injekční technice. Obsah injekční stříkačky je sterilní a měl by být aplikován pomocí sterilní jehly vhodné velikosti pro místo vpichu. Oblast, která má být ošetřena, by měla být před injkcí dezinfikována.

### Poranění nohy a kotníku

Injekce přípravku Recovertendo nejlépe do tří dnů od poranění a druhá injekce 3 až 4 dny po první injekci, doporučuje se dentální jehla 27G. Periartikulární injekce by měly být aplikovány během jedné penetrace podél předního talofibulárního vazů s použitím klinických orientačních bodů. Injekce musí být aplikována ve více rovinách.

### Poranění lokte

Injekce přípravku Recovertendo do laterálního a mediálního epikondylu lokte následovaná druhou injkcí do stejné oblasti za 7 dní po 1. Pro podání se doporučuje dentální injekční jehla 27G. Jemnou palpaci identifikujte nejcitlivější bod epikondylu. Umístěte jehlu pod úhlem 45 stupňů k bodu maximální bolesti laterálního epikondylu. Po vstupu do podkoží musí být jehla vedena rovnoběžně s kůží směrem k bodu maximální bolesti v oblasti epikondylu. Aplikujte 1/2 objemu při vytahování jehly zpět ke vstupnímu bodu, aniž byste se dostali ven z kůže. Otočte jehlu o 180 stupňů. Při vytažení jehly aplikujte zbývající objem.

### Poranění ramene

Injekce Recovertendo do subakromiálního prostoru ramenního kloubu těsně nad šlachou následovaná druhou periartikulární injkcí po dvou týdnech.

## Kontraindikace:

Pacienti se známou přecitlivělostí na hyaluronát sodný a peptidy.



## Upozornění a bezpečnostní opatření:

- Recovertendo by měl aplikovat pouze zdravotnický pracovník vyškolený v tomto postupu.
- Předplněné injekční stříkačky Recovertendo jsou na jedno použití. Obsah stříkačky by měl být použit pouze pro jednu injkcí.
- Jakýkoli zbývající obsah by měl být zlikvidován.
- Recovertendo by se nemělo znovu sterilizovat, protože může dojít ke zhoršení vlastností produktu, což by mohlo vážně poškodit zdraví a bezpečnost pacienta..
- Recovertendo se nesmí aplikovat do krevních cév, protože hyaluronát sodný má potenciál uzavřít cévy, což by mohlo vést k embolii nebo infarktu..
- Recovertendo se nemá podávat injkcí do hematomu..
- Je třeba se vyhnout přímé injkcí do šlach, protože to může vést k ruptuře.
- Neaplikujte injkcí do měkkých tkání pacientů, pokud je oblast místa vpichu infikována nebo pokud existuje důkaz akutního nebo chronického kožního onemocnění.
- Zdravotnický pracovník by měl zvážit imunologická a další potenciální rizika, která mohou být spojena s injkcí jakéhokoliv biologického materiálu.
- Neexistují žádné důkazy o bezpečnosti přípravku Recovertendo během těhotenství a kojení. Bezpečnost a účinnost přípravku Recovertendo nebyla testována na dětech mladších 18 let.
- Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

## Nežádoucí účinky

Mírný erytém a edém, které by měly časem vymizet

## Skladování

Uchovávejte při teplotě 2°C až 25°C. Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem. Nepoužívejte, pokud je poškozen sterilní obal. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

## Skladovatelnost

- 24 měsíců za doporučených podmínek.



Výrobce



Datum výroby



Použitelné do



Katalogové číslo



Udržujte mimo dosah slunečního záření



Konzultujte návod k použití



Neresterilizujte

Číslo šarže



Udržujte v suchu



Na jedno použití



Nepoužívejte pokud je obal poškozen



Sterilizováno párou nebo horkým vzduchem



Upozornění



Teplotní limit



**REGANEMED GmbH**  
Klingerstraße 24 60313  
Frankfurt am Main, Germany  
www.reganemed.com

